

Goedegebuure Tandtechniek heeft sinds 1998 veel ervaring met de MRA, in de volksmond 'snurkbeugel' genoemd. Sinds die tijd werden in het bedrijf duizenden MRA's vervaardigd, heel vaak met zeer goede resultaten. Goedegebuure organiseert nascholingscursussen voor tandartsen die opgeleid willen worden in dit specifieke segment van de tandheelkunde en maakt deel uit van een wetenschappelijke vereniging die zich bezig houdt met de tandheekkundige behandeling van snurk en slaap apneu patiënten: de NVTs.

Er bestaan wereldwijd vele soorten MRA's. In wezen doen ze allemaal het zelfde: ze houden de onderkaak in een voorwaartse stand waardoor de luchtpijp van de drager open gehouden wordt. Hierdoor wordt snurken sterk verminderd of verdwijnt zelfs en obstructief slaapapneu kan sterk verminderen. Goedegebuure Tandtechniek heeft voor u een selectie gemaakt uit de enorme hoeveelheid MRA's die aangeboden worden.

De 5 verschillende MRA's die Goedegebuure Tandtechniek in haar pakket heeft hebben verschillende eigenschappen voor wat betreft tandheekkundige (be)handelingen, tandtechnische vervaardiging, instelbaarheid, draagcomfort, garantie en prijs. Goedegebuure heeft voor de TAP en de SomnoDent de licentie voor heel Nederland.

Goedegebuure Tandtechniek werkt alleen samen met geschoolde MRA specialisten.

De MRA selectie:

Monoblock

TAP basic* (TAP staat voor Thornton Anterior Positioner)

Herbst Appliance

TAP professional

SomnoDent

Voor alle MRA's geldt dat uw gebit goed onderhouden moet zijn, wanneer er wat tanden en/of kiezen ontbreken hoeft dat geen belemmering te betekenen.

Wanneer u een kunstgebit draagt is het toepassen van een MRA ook mogelijk maar daar is een uitgebreider onderzoek voor nodig; tandimplantaten kunnen eventueel uitkomst bieden.

Gezondheidscentrum Galgenwaard
L.P.D. Hol (tandarts)
Herculesplein 379
3584 AA Utrecht
030-8809010

www.zorgingalgenwaard.nl



MRA

AANBOD

patiënten informatie

GOEDEGEBUURE
tandtechniek

Monoblock

Het monoblock ziet er uit als een beugel zoals in de orthodontie toegepast wordt.

Voordelen
prijsgunstig

Nadelen
Niet instelbaar, bestaat uit één geheel, minder voorspelbaar eindresultaat

Garantie
½ jaar op het tandtechnisch werk



TAP basic

Deze MRA wordt volgens de dieptrek methode vervaardigd zoals bleeklepels en mond-beschermers. Deze MRA bestaat uit twee delen, één voor de bovenkaak en één voor onder die met elkaar verbonden zijn door een haakje.

Voordelen:
Prijsgunstig, bestaat uit twee delen, is door de patiënt zelf in te stellen.

Nadelen:
Is relatief reparatiegevoelig, bij breuk van het diepgetrokken deel is het niet te repareren maar dat deel moet dan vernieuwd worden.

Garantie:
½ jaar op het tandtechnisch werk



Herbst Appliance

Deze MRA wordt volgens de dieptrek methode vervaardigd zoals bleeklepels en mond-beschermers. Deze MRA bestaat uit twee delen, één voor de bovenkaak en één voor onder.

Voordelen
Prijsgunstig, bestaat uit twee delen, is door de patiënt zelf in te stellen.

Nadelen
Is relatief reparatiegevoelig, bij breuk van het diepgetrokken deel is het niet te repareren maar het deel moet dan vernieuwd worden.

Garantie
½ jaar op het tandtechnisch werk



TAP professional

Deze MRA bestaat uit twee delen, één voor de bovenkaak en één voor onder. De instel-schroef die tussen de lippen door steekt kan later verwijderd worden. Met deze MRA heeft Goedegebuure 8 jaar ervaring.

Voordelen
Is veel ervaring mee, bestaat uit twee delen, is eenvoudig door de patiënt zelf in te stellen, retentie is doseerbaar door knopankers, kan gerepareerd worden, no cure no pay garantie voor snurkers, 3 jaar garantie op het tandtechnisch werk. Duurzaam product.

Nadelen
Minder prijsgunstig

Garantie
No cure no pay garantie voor snurkers, drie jaar garantie op tandtechnisch werk.



SomnoDent

Deze unieke MRA heeft een zachte binnen-laag (gepatenteerd product) waardoor hij z'n houvast vindt en een zeer groot draagcomfort biedt. Hij bestaat uit twee helften; één voor de bovenkaak en één voor onder; deze helften zijn niet met elkaar verbonden maar hebben wel contact met elkaar. De patiënt kan tijdens het dragen van deze MRA 'gewoon' praten.

Voordelen
Bestaat uit twee delen die niet met elkaar verbonden zijn, is door de patiënt zelf in te stellen, heeft een zachte binnenlaag waardoor hij maximaal draagcomfort biedt, kan gerepareerd worden, 3 jaar garantie op het tandtechnisch werk. Duurzaam product.

Nadelen
Minder prijsgunstig

Garantie
No cure no pay garantie voor snurkers, drie jaar garantie op tandtechnisch werk.

